

Rendez-vous fourrages
15 & 22 novembre 2023

COMMENT BIEN PRELEVER VOS ECHANTILLONS

Matériel nécessaire :

- Un seau propre
- Un sac de prélèvement
- Une fiche de renseignement

Conditions de réalisation

Ensilage / Enrubannage

Après ouverture du silo ou des bottes

Faire 10 à 15 prélèvements sur le front d'attaque du silo ou au centre de plusieurs bottes

Stocker temporairement dans un seau à l'abri du soleil ou de la pluie

A la fin de la prise de prélèvements, bien les mélanger, puis constituer un échantillon de 1kg dans un sac plastique propre pour analyse

Foin

Effectuer le prélèvement au centre des bottes, ceci sur plusieurs d'entre elles

L'échantillon, avec sa fiche de renseignement, doit être apporté le jour même du prélèvement pour analyse. Si prélèvement la veille, mettre l'échantillon au frigo (attention : pas au congélateur !)

